


YAĞ ANALİZ CİHAZI / FAT ANALYZER

CLFA-60H

Randall yöntemine göre sıcak ekstraksiyon için manuel aparat. Geleneksel Soxhlet ekstraksiyonundan birkaç kat daha hızlı.



Daldırma

Yıkama

Kurutma



HIZLI

Birkaç kat daha hızlı geleneksel Soxhlet yöntemi



SOLVENT

%70 çözücü kurtarma performansı



GÜVENLİK

Sızıntı engellemek için kilit mekanizması



DOKUNMATİK EKRAM

Yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekran tüm parametrelerin bulunduğu ekran izlenecek şekilde kolayca ayarlanabilir.



MONOBLOK ALÜMİNYUM ISITMA TABLASI

Tüm numuneler için aynı anda ısıtma



KİMYASALA KARŞI DAYANIKLI

En iyi performans için PTFE durdurma musluğu

GENEL VERİ

Cihaz	CLFA-60H
Cihaz Tipi	FAT ANALYZER
Standart	CE
Kalite Standartı	DIN EN ISO 9001:2008

GENEL TEKNİK VERİ

Kapasite	6 örnek
Sıcaklık	Bİge sıcaklığı +5°C 300°C
Ölçüm aralığı	0.1 - 100%
Sıcaklık netliği	±1°C
Ekran	5" Dokunmatik Ekran TFT LCD
Numune Ağırlığı	0.5 - 15g
Her Bölme İçin Kapasite	Full 6pcs / batch
Solvent kabı hacmi	80 mL

OPSİYON

Soxhlet Thimles
Silikon Hortum
Soğutmalı Sirkülatör

MALZEMEYE ÖZGÜ VERİ

Çalışma alanının malzemesi	Aluminium
Kasa malzemesi	Toz Boyalı 1,2 mm kalınlık Çinko Çelik Levha, malzeme no:1.0330

ELEKTRİK VERİSİ

Voltaj	220 V – 50 Hz
Güç Tüketimi	1500 W

MEKANİK VERİ

Dış Boyutlar (mm)	650 x 320 x 715
Paket Boyutları (mm)	750 x 420 x 815
Brüt Ağırlık	35 kg



Discover the potential