

SÜT SANTRİFÜJÜ

CLMC-1508

CLMC Süt Santrifüjüne göre bütirometrik yağ tayini ve ayrıca özel çözünürlük indeksi tüpleri ile süt tozunun çözünürlüğünün belirlenmesi için açılı rotorlu tezgah santrifüjü.





GENİŞ HACİM

Kapasite maks. 8 bütirometre veya maksimum 8 özel çözünürlük indeksi tüpü



LCD EKРАН

Kolay okunur 2 * 16 LCD Ekran.



OTOMATİK FREN

Otomatik fren (frenleme süresi < 8S)



SANTRİFÜGASYON ZAMANLAYICI (DİJİTAL)



ISITMA SİSTEMİ

Sıcaklık 1°C'lik adımlarla ayarlanabilir oda sıcaklığından 60°C'ye kadar (kapatılabilir)



GÜVENLİK ve KORUMA

Kapak kilidi, aşırı akım uyarısı

GENEL VERİ

Cihaz	CLMC-1508
Cihaz Tipi	Süt Santrifüjü
Standart	CE
Kalite Standartı	DIN EN ISO 9001:2008

GENEL TEKNİK VERİLER

Kapasite	8 bütirometre
Sıcaklık	Ortam - 60°C
Ekran	2 x 16 LCD
Kontrolcü	Sıcaklık ve Motor Hızı için tam otomatik PID
RPM-RCF	1350 rpm - 350 g

MEKANİK VERİ

Dış Boyutlar (mm)	470 x 380 x 250
Paket Boyutları (mm)	570 x 480 x 350

MALZEMEYE ÖZGÜ VERİ

Çalışma alanının malzemesi	Toz Boyalı 1,2 mm kalınlık Zincor Çelik Levha, malzeme alüminyum
Kasa malzemesi	Toz Boyalı 1,2 mm kalınlık Çinko Çelik Levha, malzeme no:1.0330

ELEKTRİK VERİSİ

Voltaj	220 V – 50 Hz
Güç tüketimi	750 W



Discover
the potential