

ZEYTİNYAĞI NUMUNE ISITICI

CLOO-09P

Yağ numunelerini COI - Uluslararası Zeytin Konseyi standardına göre ısıtmak için cihaz. Numuneler, yenilebilir yağlar söz konusu olduğunda $28 \pm 2^{\circ}\text{C}$ olan ayarlanmış bir sıcaklıkta organoleptik olarak incelenecektir.





KULLANICI DOSTU

Kullanıcı dostu microişlemci teknolojisi



UNIVERSAL KONTROLÇÜ

Kullanımı kolay kontrolçü



MÜKEMMEL SICAKLIK TRANSFERİ

Hassas sıcaklık transferi alüminyum blok tasarımı



GÜVENLİK

Aşırı yük rölesi

GENEL VERİ

Cihaz	CLOO-09P
Cihaz Tipi	Zeytinyağı Numune Isıtıcı
Standart	CE
Kalite Standartı	DIN EN ISO 9001:2008

GENEL TEKNİK VERİ

Kapasite	9 Numune
Sıcaklık Aralığı	+5 ~ 50°C
Kesinlik	1°C
Kontrol	Sıcaklık için tam otomatik PID

OPSİYON

Cam Cup
Cam Kapak
Harici Sıcaklık Sensörü

MALZEMEYE ÖZGÜ VERİ

Çalışma alanının malzemesi	1,2 mm kalınlık SS 304 Malzeme No : 1.4301
Kasa malzemesi	6000 Serisi alüminyum

ELEKTRİK VERİSİ

Voltaj	220 V – 50 Hz
Güç tüketimi	150 W



Discover the potential