

ORBİYAL ÇALKALAYICI

CLOS-300

Mikroorganizmaları, hücre ve doku kültürlerini büyütürken önemli olan "güvenilir bir meslektaş"tır; biyokimya, mikrobiyoloji, biyoteknoloji, bakteriyoloji ve viroloji alanlarında başarılı çalışmanın vazgeçilmez bir bileşenidir.





KULLANICI DOSTU

Micro işlemci teknolojisi ile kullanıcı dostu kontrolcü



LCD EKРАН

Kolay okunabilir
2 X 16 LCD ekran



DÜŞÜK GÜRÜLTÜ SEVİYESİ

Sessiz çalışan, geniş uygulama alanına sahip orbital çalkalayıcı



ÇİFT ÇALKALAMA TİPİ

Yörünge çubuğu
Pistonlu Çalkalayıcılar



EKSTRA GENİŞ PLATFORM



GÜVENLİK

Aşırı yük rölesi

GENEL VERİ

Cihaz	CLOS-300
Cihaz tipi	Orbital Çalkalayıcı
Standart	CE
Kalite Standartı	DIN EN ISO 9001:2008

GENEL TEKNİK VERİLER

Kapasite	20 kg.
Sallama Hareketi	CLOS-300 Orbital
Güvenlik	Aşırı Hızda Kesme
Hız Aralığı	20 ~ 350 rpm (orbital)
Keskinlik	± 1 rpm
Kontrol	Mikroişlemcili Geri Besleme Kontrolü Otomatik DURDURMA Zamanlayıcısı

MEKANİK VERİ

CLOS-300

Tabla Boyutu (mm)	330 x 330 x 19,5
Dış Boyutu (mm)	545 x 595 x 130
Paket Boyutu (mm)	645 x 695 x 230

MALZEMEYE ÖZGÜ VERİ

Çalışma alanının malzemesi	Toz boya kaplı 1,2 mm kalınlığında çelik levha, malzeme no: 1.0330
Kasa malzemesi	Toz boya kaplı 1,2 mm kalınlığında çelik levha, malzeme no: 1.0330

ELEKTRİK VERİSİ

Voltaj	220 V – 50 Hz
Güç Tüketimi	3.000 W

OPSİYON

Şişe Adaptörü
Yaylı Raf
Ayırma Hunisi Adaptörü



Discover
the potential