

# ORBİYAL ÇALKALAYICI

## CLOS-500

Mikroorganizmaları, hücre ve doku kültürlerini büyütürken önemli olan "güvenilir bir meslektaş"tır; biyokimya, mikrobiyoloji, biyoteknoloji, bakteriyoloji ve viroloji alanlarında başarılı çalışmanın vazgeçilmez bir bileşenidir.





#### KULLANICI DOSTU

Micro işlemci teknolojisi ile kullanıcı dostu kontrolcü



#### LCD EKРАН

Kolay okunabilir  
2 X 16 LCD ekran



#### DÜŞÜK GÜRÜLTÜ SEVİYESİ

Sessiz çalışan, geniş uygulama alanına sahip orbital çalkalayıcı



#### ÇİFT ÇALKALAMA TİPİ

Yörünge çubuğu  
Pistonlu Çalkalayıcılar



#### EKSTRA GENİŞ PLATFORM



#### GÜVENLİK

Aşırı yük rölesi

#### GENEL VERİ

Cihaz	CLOS-500
Cihaz tipi	Orbital Çalkalayıcı
Standart	CE
Kalite Standartı	DIN EN ISO 9001:2008

#### GENEL TEKNİK VERİLER

Kapasite	35 kg.
Sallama Hareketi	CLOS-500 Orbital
Güvenlik	Aşırı Hızda Kesme
Hız Aralığı	20 ~ 350 rpm (orbital)
Keskinlik	± 1 rpm
Kontrol	Mikroişlemcili Geri Besleme Kontrolü Otomatik DURDURMA Zamanlayıcısı

#### MEKANİK VERİ

#### CLOS-500

Tabla Boyutu (mm)	445 x 495 x 19,5
Dış Boyutu (mm)	545 x 595 x 130
Paket Boyutu (mm)	645 x 695 x 230

#### MALZEMEYE ÖZGÜ VERİ

Çalışma alanının malzemesi	Toz boya kaplı 1,2 mm kalınlığında çelik levha, malzeme no: 1.0330
Kasa malzemesi	Toz boya kaplı 1,2 mm kalınlığında çelik levha, malzeme no: 1.0330

#### ELEKTRİK VERİSİ

Voltaj	220 V – 50 Hz
Güç Tüketimi	3.000 W

#### OPSİYON

Şişe Adaptörü
Yaylı Raf
Ayırma Hunisi Adaptörü



Discover  
the potential