

# ORBİYAL ÇALKALAYICI

## CLOS-700

Mikroorganizmaları, hücre ve doku kültürlerini büyütürken önemli olan "güvenilir bir meslektaş"tır; biyokimya, mikrobiyoloji, biyoteknoloji, bakteriyoloji ve viroloji alanlarında başarılı çalışmanın vazgeçilmez bir bileşenidir.





#### KULLANICI DOSTU

Micro işlemci teknolojisi ile kullanıcı dostu kontrolcü



#### LCD EKРАН

Kolay okunabilir  
2 X 16 LCD ekran



#### DÜŞÜK GÜRÜLTÜ SEVİYESİ

Sessiz çalışan, geniş uygulama alanına sahip orbital çalkalayıcı



#### ÇİFT ÇALKALAMA TİPİ

Yörünge çubuğu  
Pistonlu Çalkalayıcılar



#### EKSTRA GENİŞ PLATFORM



#### GÜVENLİK

Aşırı yük rölesi

#### GENEL VERİ

Cihaz	CLOS-700
Cihaz tipi	Orbital Çalkalayıcı
Standart	CE
Kalite Standartı	DIN EN ISO 9001:2008

#### MALZEMEYE ÖZGÜ VERİ

Çalışma alanının malzemesi	Toz boya kaplı 1,2 mm kalınlığında çelik levha, malzeme no: 1.0330
Kasa malzemesi	Toz boya kaplı 1,2 mm kalınlığında çelik levha, malzeme no: 1.0330

#### GENEL TEKNİK VERİLER

Kapasite	75 kg.
Sallama Hareketi	CLOS-700 Orbital
Güvenlik	Aşırı Hızda Kesme
Hız Aralığı	20 ~ 350 rpm (orbital)
Kesinlik	± 1 rpm
Kontrol	Mikroişlemcili Geri Besleme Kontrolü Otomatik DURDURMA Zamanlayıcısı

#### ELEKTRİK VERİSİ

Voltaj	220 V – 50 Hz
Güç Tüketimi	3.000 W

#### OPSİYON

Şişe Adaptörü
Yaylı Raf
Ayırma Hunisi Adaptörü

#### MEKANİK VERİ

#### CLOS-700

Tabla Boyutu (mm)	735 x 745 x 19,5
Dış Boyutu (mm)	845 x 895 x 230
Paket Boyutu (mm)	945 x 995 x 430



Discover  
the potential