

# STOMACHER - HOMOJENİZATOR

## CLPM-400

Tüm çapraz kontaminasyon risklerini ortadan kaldıran stomacher CLPM-400W, kullanımı kolay ve güçlü bir laboratuvar blenderidir. Her türlü uygulamaya uyarlanmış ve optimum bakteri ekstraksiyonu garantisizle laboratuvar analizleri için harika bir araçtır!





#### KOLAY KULLANIM

Tam açılabilen ön kapak.



#### LCD EKРАН



#### YÜKSEK PERFORMANS

Sadece 60 saniye bir numuneyi homojenleştirmek



#### PENCERELİ KAPAK



#### AYARLANABİLİR

Ayarlanabilir karıştırma süresi (30 -210 sn. veya açık çalışma)



#### GÜVENLİK

Açık kapı kilidi

#### GENEL VERİ

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cihaz            | CLPM-400             |
| Cihaz Tipi       | Homojenizatör        |
| Standart         | CE                   |
| Kalite Standartı | DIN EN ISO 9001:2008 |

#### MALZEMEYE ÖZGÜ VERİ

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Çalışma alanının malzemesi | 1,5 mm kalınlığında paslanmaz çelik, malzeme numarası: 1.4301   |
| Kasa malzemesi             | Toz Boyalı 1,2 mm kalınlık Çinko Çelik Levha, malzeme no:1.0330 |

#### GENEL TEKNİK VERİLER

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Kapasite             | 400 MI              |
| Karıştırma Süresi    | 99san.- 59dk        |
| Karıştırma Hızı      | 12 strokes/s        |
| Boyutlar (g x d x y) | 29 x 45 x 37 cm     |
| Ekran                | 128 x 64 Grafik LCD |
| Ağırlık              | 26 kg               |
| Kontrolcü            | Tam otomatik        |

#### ELEKTRİK VERİSİ

|              |               |
|--------------|---------------|
| Voltaj       | 220 V – 50 Hz |
| Güç tüketimi | 400 W         |

#### MEKANİK VERİ

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Dış Boyutlar (mm)    | 290 x 450 x 370 |
| Paket Boyutları (mm) | 390 x 550 x 470 |

#### OPTIONALS DATA

Plastik torba



Discover the potential