

DİSTİLE SU CİHAZI

CLWD-02 / 02ST

CLWD-02/02ST distile su cihazı araştırma ve geliřtirmede kullanılmaktadır. Bakteriyolojik ve tıbbi numunelerin hazırlanması, hücre ve doku kültürlerinin yanı sıra reaktiflerin ve merhemlerin üretimi için uygundur. Ayrıca distilat temizleme ve sterilizasyon işlemleri, tamponlu çözeltiler, mikrobiyolojik ve analitik uygulamalar için de kullanılmaktadır.





KOLAY TEMİZLİK

Kolay erişilebilir evaporatör



EKONOMİK

Ekonomik enerji tüketimi ısıtılan maddenin damıtılmasıyla soğutma suyu.



KOLAY OPERASYON

Tek damıtma için Su Damıtma depolama tanklı, uygun hem tezgah hem de duvara montaj.



UZUN KULLANIM ÖMRÜ

Isıtma elemanı, evaporatör, depolama tankı ve kondenser paslanmaz çelikten yapılmıştır.



BÜYÜK DEPOLAMA TANKI

Damıtılmış depolama tankı saatin iki katını kabul eder hareketsiz kapasitesi.



GÜVENLİK

Termostatik düşük su kesme.

GENEL VERİ

Cihaz	CLWD-02/02ST
Cihaz Tipi	WATER STILL
Standart	CE
Kalita Standartı	DIN EN ISO 9001:2008

GENEL TEKNİK VERİ

Kapasite	2 Lt/h
Depolama Tankı	12 Lt.
Isıtma Gücü	3 kW.
Soğutma suyu	48 L/h
Distilasyon Tipi	Tek/Single
Kontrolcü	Tam otomatik Açma/Kapama kontrolü
Boşaltma	Manuel tahliye vanası

OPSİYON

Giriş Suyu Filtresi

MALZEMEYE ÖZGÜ VERİ

Çalışma alanının malzemesi	1,2 mm kalınlık SS 304 Malzeme No : 1.4301
Kasa malzemesi	Toz Boyalı 1,2 mm kalınlık Zıncor Çelik levha

ELEKTRİK VERİSİ

Voltaj	220 V – 50 Hz
Güç tüketimi	3.000 W

MEKANİK VERİ

Dış Boyutlar	(W x D x H) 350 x 650 x 510
Paket Boyutları	(W x D x H) 450 x 750 x 610



Discover
the potential