


TÜP FIRINI

CLTF Serisi

CLTF tüp fırınları, malzeme bilimi, kimya, metalurji ve seramik üretimi gibi hassas sıcaklık kontrolü ve düzgün ısıtmanın önemli olduğu uygulamalarda yaygın olarak kullanılır. Farklı numune boyutlarına ve ısıtma gereksinimlerine uyum sağlamak için çeşitli boyutlarda ve yapılandırmalarda mevcuttur. Ek olarak, modern tüp fırınları güvenilir çalışma ve kullanıcı güvenliğini sağlamak için programlanabilir sıcaklık kontrolü, dijital ekranlar ve güvenlik kilitleri gibi özellikler içerebilir.





GENİŞ ISITMA BÖLGESİ

20cm/30cm/40cm/50cm



GENİŞ LCD EKRAN

Çok segmentli gelişmiş dijital kontrolör.



DİKEY AÇILIR KAPAK

Kullanımı kolay dikey açılır kapak



PROGRAMLANABİLİR KONTROLÖR

5 program, 5 adım



ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Optimum güç dengesi ile enerji verimliliği



GÜVENLİK

Kaçak akım rölesi, kapı anahtarı

GENEL VERİ

Cihaz	CLTF Serisi
Cihaz tipi	Tüp Fırın
Standart	CE
Kalite yönetmeliği	DIN EN ISO 9001:2008

MALZEME BİLGİLERİ

Material of work area	Low thermal mass insulation and free radiating wire elements
Housing material	Powder-coated 1.2 mm thick Zincor steel plate, material no.: 1.0330

GENEL TEKNİK VERİ

Quartz tüp çapı (mm)	50Ø - 70Ø - 80Ø - 100Ø
Sıcaklık	1200 °C
Termo Kupl	K tipi
Ekran	128x64 LCD Ekran
Kontrolcü	Tam otomatik sıcaklık kontrolcüsü

ELEKTRİK VERİSİ

	50 Ø	70 Ø	80 Ø	100 Ø
Nominal voltage/ nominal frequency	220VAC / 50 Hz	220VAC / 50 Hz	220VAC / 50 Hz	220VAC / 50 Hz
Güç tüketimi				

CİHAZ BOYUTLARI

	50 Ø	70 Ø	80 Ø	100 Ø
Isıtma Bölgesi (mm)	50 x 20	70 x 30	80 x 40	100 x 50
Dış Ölçüler (mm)	560 x 350 x 450(+260 Kapak açık)			