

KÜL FIRINI

CLMF-1400

CLMF-1400 genel amaçlı laboratuvar kül fırınları tezgaha monte edilebilir. Maksimum çalışma sıcaklığı 1400 °C'ye kadar olan CLMF-1400 kolay kullanımı ve uygun fiyatı ile öne çıkmaktadır.





DAHA FAZLA KURUTMA İÇİN BÜYÜK HACİM

5-10-15 Lt. Seçenekleri



GENİŞ LCD EKРАН

Gelişmiş dijital kontrolörler, çok segmentli programcılar.



DİKEY & YATAY AÇILIR KAPAK

İhtiyaca göre üretilen dikey ya da yatay açılan kapak.



PROGRAMLANABİLİR KONTROLÖR

10 program, 10 adım



ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Enerji verimliliği için düşük termal kütle yalıtımı



GÜVENLİK

Kaçak akım dölesi, kapı anahtarı

GENEL VERİ

Cihaz	CLMF-1400
Cihaz Tipi	Kül Fırını
Standards	CE
Quality management	DIN EN ISO 9001:2008

ELEKTRİK VERİSİ

Çalışma alanı malzemesi	Low thermal mass insulation and free radiating wire elements
Kasa malzemesi	Powder-coated 1.2 mm thick Zincor steel plate, material no.: 1.0330

GENEL TEKNİK VERİ

Kapasite	5 - 10 - 15 Lt.
Sıcaklık	1400°C
Termo Kupl	K type
Ekran	128x64 LCD Ekran
Kontrolcü	Tam otomatik sıcaklık programcı

ELEKTRİK VERİSİ

	5 LT.	10 LT.	15 LT.
Nominal voltaj/ nominal frekans	220 V AC / 50 Hz	220 V AC / 50 Hz	220 V AC / 50 Hz
Güç Tüketimi	2.000 W	3.500 W	4.750W

ISITMA SÜRESİ

	5 LT.	10 LT.	15 LT.
1.400	62 dk	90 dk	105 dk

BOYUTLAR

	5 LT.	10 LT.	15 LT.
İç Boyutlar (mm)	152 x 152 x 220	186 x 346 x 157	220 x 380 x 185
Dış Boyutlar (mm)	370 x 520 x 550	410 x 660 x 550	530 x 700 x 470