

VAKUM POMPASI

KİMYASALA DAYANIKLI

DrVAC-100CR

DrVAC-100CR Çeşitli laboratuvar uygulamaları için özel olarak tasarlanmış en üst özelliklere sahip diyaframli vakum pompaları. Islak parçaların tamamı PTFE kaplamadan yapılmıştır.





YAĞSIZ
VAKUM POMPASI



SESSİZ YAPI,
DÜŞÜK TİTREŞİM



ALÜMİNYUM
ALAŞIM
MALZEME



OKUMASI KOLAY
VAKUM MONOMETRESİ
VE REGÜLATÖR



KİMYASALA
DAYANIKLI



TEMİZ VE
ESTETİK
TASARIM



GENEL VERİ

Cihaz	DrVac-100 CR
Cihaz Tipi	Kimyasala Dayanıklı Vakum Pompası
Standart	CE
Kalite Standartı	DIN EN ISO 9001:2008

GENEL TEKNİK VERİ

Maks Vakum	100 mBar
Maksimum Emiş gücü	23 Lt / dk.
Motor Hızı	1400 rpm
Motor Gücü	0.06 kW
Ağırlık	5,5 kg.
Boyutlar	28,9 x 15 x 22,4 cm

MALZEMEYE ÖZGÜ VERİ

Kasa Malzemesi	Alüminyum enjeksiyon
----------------	----------------------

ELEKTRİK VERİSİ

Voltaj	220 V AC / 50 Hz
Gürültü Seviyesi	48 dBA



Discover
the potential