

## VAKUM POMPASI

### DrVAC-300

DrVAC, pistonla çalışan yağsız vakum pompasıdır. CLS laboratuvar vakum pompaları, yenilikçi elektronik ve mekanik tasarımlarıyla dikkat çekerler. Bu pompalar sessiz çalışır, titreşimi minimumda tutarlar ve kompakt boyutlarıyla laboratuvar ortamlarında yerden tasarruf sağlarlar. Ayrıca, bakım gerektirmezler, bu da kullanıcıların işlerini daha verimli bir şekilde yapmalarını sağlar. CLS vakum pompaları, birçok laboratuvar uygulamasında güvenilir ve etkili bir çözüm sunarlar.





#### KOLAY KULLANIM

Son kullanıcı için  
kullanımı kolay tasarım

IP30

IP30  
Koruma



#### SESSİZ ÇALIŞMA

Düşük gürültü  
seviyesi



OKUMASI KOLAY  
VAKUM MONOMETRESİ  
VE REGÜLATÖR



#### HAVA FİLTRESİ

Filtreli nemlendirici  
kartuş



#### GÜVENLİK

Aşırı yük rölesi



#### GENEL VERİ

Cihaz	DrVac-300
Cihaz Tipi	Vakum Pompası
Standart	CE
Kalita Standartı	DIN EN ISO 9001:2008

#### GENEL TEKNİK VERİ

Maks Vakum	99 mBar
Maksimum Emiş gücü	23 Lt / dk.
Motor Hızı	1750 rpm
Motor Gücü	1/8 hp
Ağırlık	4 kg.
Boyutlar	26,8 x 13,5 x 20,4 cm

#### MALZEMEYE ÖZGÜ VERİ

Kasa Malzemesi	Alüminyum enjeksiyon
----------------	----------------------

#### ELEKTRİK VERİSİ

Voltaj	220 V AC / 50 Hz
Güç Tüketimi	65 W



Discover  
the potential