

VAKUM POMPASI

DrVAC-400

DrVAC, pistonla çalışan yağsız vakum pompasıdır. CLS laboratuvar vakum pompaları, yenilikçi elektronik ve mekanik tasarımlarıyla dikkat çekerler. Bu pompalar sessiz çalışır, titreşimi minimumda tutarlar ve kompakt boyutlarıyla laboratuvar ortamlarında yerden tasarruf sağlarlar. Ayrıca, bakım gerektirmezler, bu da kullanıcıların işlerini daha verimli bir şekilde yapmalarını sağlar. CLS vakum pompaları, birçok laboratuvar uygulamasında güvenilir ve etkili bir çözüm sunarlar.





KOLAY KULLANIM

Son kullanıcı için kullanımı kolay tasarım

IP30

IP30 Koruma



SESSİZ ÇALIŞMA

Düşük gürültü seviyesi



OKUMASI KOLAY VAKUM MONOMETRESİ VE REGÜLATÖR



HAVA FİLTRESİ

Filtreli nemlendirici kartuş



GÜVENLİK

Aşırı yük rölesi



GENEL VERİ

Cihaz	DrVac-400
Cihaz Tipi	Vakum Pompası
Standart	CE
Kalita Standartı	DIN EN ISO 9001:2008

GENEL TEKNİK VERİ

Maks Vakum	99 mBar
Maksimum Emiş gücü	37 Lt / dk.
Motor Hızı	1750 rpm
Motor Gücü	1/6 hp
Ağırlık	5,2 kg.
Boyutlar	31 x 13,5 x 20,4 cm

MALZEMEYE ÖZGÜ VERİ

Kasa Malzemesi	Alüminyum enjeksiyon
----------------	----------------------

ELEKTRİK VERİSİ

Voltaj	220 V AC / 50 Hz
Güç Tüketimi	100 W



Discover
the potential