

VAKUM POMPASI

DrVAC-600

DrVAC, pistonla çalışan yağsız vakum pompalarıdır. CLS laboratuvar vakum pompaları, yenilikçi elektronik ve mekanik tasarımlarıyla dikkat çekerler. Bu pompalar sessiz çalışır, titreşimi minimumda tutarlar ve kompakt boyutlarıyla laboratuvar ortamlarında yerden tasarruf sağlarlar. Ayrıca, bakım gerektirmezler, bu da kullanıcıların işlerini daha verimli bir şekilde yapmalarını sağlar. CLS vakum pompaları, birçok laboratuvar uygulamasında güvenilir ve etkili bir çözüm sunarlar.





KOLAY KULLANIM

Son kullanıcı için
kullanımı kolay tasarım

IP30

IP30
Koruma



SESSİZ ÇALIŞMA

Düşük gürültü
seviyesi



OKUMASI KOLAY
VAKUM MONOMETRESİ
VE REGÜLATÖR



HAVA FİLTRESİ

Filtreli nemlendirici
kartuş



GÜVENLİK

Aşırı yük rölesi



GENEL VERİ

Cihaz	DrVac-600
Cihaz Tipi	Vakum Pompası
Standart	CE
Kalita Standartı	DIN EN ISO 9001:2008

GENEL TEKNİK VERİ

Maks Vakum	99 mBar
Maksimum Emiş gücü	62 Lt / dk.
Motor Hızı	1450 rpm
Motor Gücü	1/4 hp
Ağırlık	7,6 kg.
Boyutlar	34,1 x 17,6 x 19,4 cm

MALZEMEYE ÖZGÜ VERİ

Kasa Malzemesi	Alüminyum enjeksiyon
----------------	----------------------

ELEKTRİK VERİSİ

Voltaj	220 V AC / 50 Hz
Güç Tüketimi	180 W



Discover
the potential